

# AIT - ATE Series

Tables pour instruments d'ophtalmologie



# AIT-16

---

La table AIT-16 est une table basique conçue pour recevoir les instruments ophtalmologiques Topcon. Avec une capacité de charge de 50kg, presque tous les types d'appareils peuvent s'installer dessus. La commande montée/descente est localisée de manière accessible sur la colonne de la table. Sa compacité permet d'installer des instruments sur une surface réduite.

## Caractéristiques

- » Faible encombrement
- » Large débattement de 220 mm
- » Roulettes avec verrouillage
- » 2 sorties électriques
- » Capacité de charge de 50kg





ATE-300 est une table pour instrument ophtalmologique avec une colonne centrale et une base stable permettant un accès aux fauteuils roulants. Le plateau est disponible en blanc ou gris avec une finition bois sur les côtés. Le débattement est de 300 mm et peut être contrôlé par un panneau de contrôle facile d'accès.

#### Caractéristiques

- » Encombrement faible
- » Débattement important de 300 mm
- » Couche stratifiée résistante aux rayures
- » Panneau de contrôle accessible
- » Roulettes avec système de verrouillage
- » Préparée pour l'installation des lampes à fente Topcon



Blanc



# ATE-600


La table pour instruments d'ophtalmologie ATE-600 est équipée d'une colonne centrale et peut être pourvue de 4 plateaux différents. Un petit plateau pour un instrument, un large plateau pour un instrument, un large plateau pour deux instruments et un plateau en V pour deux instruments. Le coloris des plateaux est similaire à celui des appareils Topcon, rendant ainsi la combinaison harmonieuse.

## Caractéristiques

- » Charge maximale de 80kg
- » Roulettes avec verrouillage
- » Débattement de 220 mm
- » 4 tailles de plateau



ATE-600 illustrations







ATE-650 dispose d'un plateau fixe et d'une colonne sur le côté, ce qui facilite le positionnement des jambes du patient.

### Caractéristiques

- » Charge maximale 80kg
- » Roulettes avec verrouillage
- » Débattement de 220mm
- » Colonne sur le côté



ATE-650 illustrations



# ATE-700

ATE-700 est une table à élévation électrique accessible aux fauteuils roulants. ATE-700 est prévue pour accueillir 1 ou 2 instruments. Le plateau est disponible en blanc avec une finition bois sur les côtés. Le débattement est de 300mm et est contrôlé par un panneau de contrôle facile d'accès. 3 hauteurs peuvent être mémorisées.

Pour la sécurité, ATE-700 est équipée de stop de sécurité.

## Caractéristiques

- » Large débattement de 300mm
- » Accessible aux fauteuils roulants
- » Stop de sécurité
- » 3 hauteurs mémorisables
- » Roulettes disponibles en option



Bois



3 mémoires





Stop de sécurité



Optional castors



Accès fauteuils roulants



# ATE-700PC

ATE-700PC est une table accessible aux fauteuils roulants. La table est conçue pour accueillir 1 ou 2 instruments nécessitant un PC externe. Le plateau est disponible en blanc avec finition bois.

## Caractéristiques

- » Large débattement de 300mm
- » Accessible aux fauteuils roulants
- » Stop de sécurité
- » 3 hauteurs mémorisables
- » Roulettes disponibles en option



Bois



Trois mémoires





Stop de sécurité



Optional castors



Accès fauteuils roulants






# ATE-800

Que ce soit une lampe à fente numérique, un OCT ou un rétinographe non-mydiatique, ATE-800 est pourvue d'un système de débattement motorisé unique de 350mm. Le bouton montée/descente est positionné sur le plateau. La stabilité est garantie du fait du point de gravité très bas et des roulettes robustes, alors que la sécurité est garantie grâce à un stop de sécurité.

## Caractéristiques

- » Charge maximale 80kg
- » Large débattement de 350mm
- » Base stable due au point de gravité bas
- » Intégration des câbles
- » Boutons de contrôle sur le plateau
- » Accès fauteuils roulants
- » Support optionnel pour imprimante
- » Support optionnel pour PC
- » Support optionnel pour clavier



## Caractéristiques

	AIT-16	ATE-300	ATE-600	ATE-650
<b>Charge maximale sur le plateau</b>	50 kg	80 kg	80 kg	80 kg
<b>Charge maximale sur le support PC</b>	-	-	-	-
<b>Charge maximale sur le support imprimante</b>	-	-	-	-
<b>Débattement</b>	220 mm	300 mm	200 mm	200 mm
<b>Hauteur de table minimum</b>	660 mm	640 mm	666 mm	682 mm
<b>Hauteur de table maximum</b>	880 mm	940 mm	866 mm	882 mm
<b>Dimensions du plateau</b>	490(L) x 500(P) mm	680(L) x 420(P) mm	Voir descriptif produit	635(L) x 455(P) mm
<b>Poids net</b>	23 kg	30 kg	25 kg	25 kg
<b>Poids brut</b>	33 kg	35 kg	35 kg	35 kg
<b>Alimentation</b>	220-230 VAC / 50-60 Hz	90-240 VAC / 48-63 Hz	220-230 VAC / 50-60 Hz	220-230 VAC / 50-60 Hz
<b>Consommation électrique</b>	270 W	1500 W	460 W	460 W
<b>Classification électrique</b>	Class I, Type B			
<b>Degré de protection</b>	IP21	IP21	IP21	IP21
<b>Protection contre les chocs électriques</b>	Prise terre. Classe I type B			
<b>Stop de sécurité</b>	-	-	-	-
<b>Roulettes</b>	Oui	-	Oui	Oui

	ATE-700	ATE-700PC	ATE-800
<b>Charge maximale sur le plateau</b>	80 kg / 160 kg centré	80 kg / 160 kg centré	80 kg
<b>Charge maximale sur le support PC</b>	-	10 kg	15 kg
<b>Charge maximale sur le support imprimante</b>	-	-	10 kg
<b>Débattement</b>	300 mm	300 mm	350 mm
<b>Hauteur de table minimum</b>	710 mm	710 mm	613 mm
<b>Hauteur de table maximum</b>	1010 mm	1010 mm	957 mm
<b>Dimensions du plateau</b>	940(L) x 600(P) mm	1150(L) x 600(P) mm	Voir descriptif produit
<b>Poids net</b>	38 kg	50 kg	38 kg
<b>Poids brut</b>	56 kg	68 kg	48 kg
<b>Alimentation</b>	90-240 VAC / 48-63 Hz	90-240 VAC / 48-63 Hz	220-230 VAC / 50-60 Hz
<b>Consommation électrique</b>	1500 W	1500 W	1300 W
<b>Classification électrique</b>	Class I, Type B	Class I, Type B	Class I, Type B
<b>Degré de protection</b>	IP21	IP21	IP21
<b>Protection contre les chocs électriques</b>	Prise terre. Classe I type B	Prise terre. Classe I type B	Prise terre. Classe I type B
<b>Stop de sécurité</b>	Oui	yes	Oui
<b>Roulettes</b>	-	-	Oui



TOPCON CORPORATION

TOPCON CORPORATION

TOPCON CORPORATION

**IMPORTANTE**

Le design et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis.  
Lire attentivement les informations figurant dans le mode d'emploi avant utilisation.

**Topcon Europe Medical B.V.**  
Essebaan 11; 2908 LJ Capelle a/d IJssel; P.O. Box 145;  
2900 AC Capelle a/d IJssel; The Netherlands  
Phone: +31-(0)10-4585077; Fax: +31-(0)10-4585045  
E-mail: medical@topcon.eu; www.topcon-medical.eu

**Topcon Danmark**  
Praestemarksvej 25; 4000 Roskilde, Danmark  
Phone: +45-46-327500; Fax: +45-46-327555  
E-mail: info@topcon.dk  
www.topcon.dk

**Topcon Scandinavia A.B.**  
Neongatan 2; P.O. Box 25; 43151 Mölndal, Sweden  
Phone: +46-(0)31-7109200; Fax: +46-(0)31-7109249  
E-mail: medical@topcon.se; www.topcon.se

**Topcon España S.A.**  
HEAD OFFICE; Frederic Mompou, 4;  
08960 Sant Just Desvern; Barcelona, Spain  
Phone: +34-93-4734057; Fax: +34-93-4733932  
E-mail: medica@topcon.es; www.topcon.es

**Topcon Italy**  
Viale dell' Industria 60;  
20037 Paderno Dugnano, (MI) Italy  
Phone: +39-02-9186671; Fax: +39-02-91081091  
E-mail: info@topcon.it; www.topcon.it

**Topcon France**  
BAT A1; 3 route de la révolte, 93206 Saint Denis Cedex  
Phone: +33-(0)1-49212323; Fax: +33-(0)1-49212324  
E-mail: topcon@topcon.fr; www.topcon-medical.fr

**Topcon Deutschland GmbH**  
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 41;  
D-47877 Willich, Germany  
Phone: (+49) 2154-885-0; Fax: (+49) 2154-885-177  
E-mail: info@topcon-medical.de; www.topcon-medical.de

**Topcon Polska Sp. z o.o.**  
ul. Warszawska 23; 42-470 Siewierz; Poland  
Phone: +48-(0)32-670-50-45; Fax:  
+48-(0)32-671-34-05  
www.topcon-polska.pl

**Topcon (Great Britain) Ltd.**  
Topcon House; Kennet Side; Bone Lane; Newbury  
Berkshire RG14 5PX; United Kingdom  
Phone: +44-(0)1635-551120; Fax: +44-(0)1635-551170  
E-mail: medical@topcon.co.uk; www.topcon.co.uk

**Topcon Ireland**  
Unit 276, Blanchardstown; Corporate Park 2  
Ballycoolin; Dublin 15, Ireland  
Phone: +353-18975900; Fax: +353-18293915  
E-mail: medical@topcon.ie; www.topcon.ie