

RETINA

EDI.2 INTERNATIONAL

**we elaborate Concepts
to give a clearer Vision**



e. *janach*[®]
janach.it



STERILE EO



5 Years
Shelf Life

27G



JD3834.27



Micropinza ILM, per rimozione membrana limitante interna, **27G**

27G ILM, internal limiting membrane removal forceps

JD3839.27



Micropinza, **27G** retta, presa "coccodrillo"

27G retinal "serrated" forceps

25G



JD3834.25



Micropinza **ILM**, per rimozione membrana limitante interna, **25G**

25G ILM, internal limiting membrane removal forceps


JD3839.25



Micropinza, **25G** retta, presa "coccodrillo"

25G retinal "serrated" forceps

JD3842.25



Microforbice vitreale, **25G** retta

25G vitreous scissors, straight jaws

23G



JD3834.23



Micropinza **ILM**, per rimozione membrana limitante interna, **23G**

23G ILM, internal limiting membrane removal forceps


JD3839.23



Micropinza, **23G** retta, presa "coccodrillo"

23G retinal "serrated" forceps

JD3842.23




Microforbice vitreale, **23G** retta

23G vitreous scissors, straight jaws

27G RETINAL INSTRUMENTS REUSABLE



J3834.27



Micropinza **ILM**, per rimozione membrana limitante interna, **27G**, (mod. su base Eckardt)

27G ILM forceps, for removal internal limiting membrane (based on Eckardt design)



J3839.27



Micropinza, retta, presa seghettata, **27G**

27G retinal forceps, straight, serrated Jaws



J3840.27




Microforbice vitreale, curva, **27G**

27G vitreous scissors, lightly curved jaws

25G RETINAL FORCEPS



J3834.25



Micropinza **ILM**, per rimozione membrana limitante interna, **25G**, (mod. su base Eckardt)

25G ILM forceps, for removal internal limiting membrane (based on Eckardt design)


Mariotti
J3834.1.25



Micropinza **ILM**, per rimozione membrana limitante interna, **25G**, presa angolata

25G ILM forceps, angled, grasping tips


J3838.25



Micropinza, end gripping, con presa delicata in punta, **25G**

25G retinal forceps, delicate end gripping


J3839.25



Micropinza, retta, presa seghettata, **25G**

25G retinal forceps, straight, serrated jaws

25G RETINAL FORCEPS




S.Rizzo
J3821.25L



Pinza **ILM**, con presa tipo pinza corneale,
1X2 denti e piano di presa, **25G**

25G ILM forceps, with plug type corneal forceps,
1x2 teeth and gripping plane

Tano
J3827.25



Micropinza **ILM** per membrane e
limitante interna, **25G**

25G ILM retinal forceps,
for membranes

Zenoni
J3828.25



Micropinza **ILM** per membrana limitante
interna ed epiretinica, angolata 175, **25G**

25G ILM retinal forceps, for epiretinal
membranes, 175° angled, delicate jaws

25G RETINAL SCISSORS




J3840.25



Microforbice vitreale, curva, **25G**,
manico in **titanio**

25G vitreous scissors, lightly curved jaws,
titanium handle


M.Romano
J3843.25



25G vertical pick-scissors disegnato per
afferrare saldamente e tagliare le membrane
aderenti alla retina che creano la trazione
epiretinica. Utile anche per tecniche bimanuali
quali la delaminazione e la segmentazione
delle membrane proliferative, manico in **titanio**

25G vertical pick-scissors designed to pick
strongly adherent retinal tractional membranes
and to cut the epiretinal traction at the same
time. This instrument is also very useful in
bimanual delimitation and segmentation of
proliferative membrane, **titanium** handle


J3842.25




Microforbice vitreale, retta, **25G**,
manico in **titanio**

25G vitreous scissors, straight jaws,
titanium handle

23G RETINAL FORCEPS/SCISSORS "L" large handle color code reusable




J3834.23L



Micropinza per **ILM**, **23G**, nuovo manico in **titanio**, Ø 7.5 mm (modello su base Eckardt)

23G ILM microforceps, new blue **titanium** handle, Ø 7.5 mm (based on Eckardt design)

J3839.23L



Micropinza **23G**, retta, presa seghettata, nuovo manico in **titanio**, Ø 7.5 mm

23G microforceps, straight, serrated jaws new blue **titanium** handle, Ø 7.5 mm

Rizzo
J3833.23L



Micropinza per **ILM 23G**, con presa tipo Eckardt e piani seghettati, nuovo manico in **titanio**, Ø 7.5 mm

23G ILM microforceps, Eckardt style with serrated platforms, new blue **titanium** handle, Ø 7.5 mm

V. Piccirillo
J3876.23L




Holder retinico **23G**, presa ampia ed atraumatica, utile per la chirurgia bimanuale retinica, peeling di membrane durante il trattamento "**PVR**", retinotomia, chirurgia sottoretinica e manipolazione di patch retinocoroidali, nuovo manico in **titanio**

23G retinal holder with wide atraumatic holding platforms. For bi-manual retinal surgery, peeling of membranes in "**PVR**" treatment, retinotomy, subretinal, surgery and patch manipulation, new blue **titanium** handle




J3870.23L



Microforbice, **23G**, punte leggermente curve, taglio orizzontale, nuovo manico in **titanio**, Ø 7.5 mm, (per sistema TROCAR)

23G microscissors, slightly curved jaws, horizontal cut, new yellow **titanium** handle, Ø 7.5 mm (for TROCAR system)

23G RETINAL FORCEPS




J3834.23




Micropinza **ILM**, per rimozione membrana limitante interna, **23G**, (mod. su base Eckardt)

23G ILM forceps for membrane removal, (based on Eckardt design)

23G RETINAL FORCEPS




Mariotti
J3834.1.23



Micropinza **ILM**, per rimozione membrana limitante interna, **23G**, presa angolata

23G ILM forceps for membrane removal, angled grasping tips


J3839.23



Micropinza, **23G**, retta, presa seghettata

23G retinal forceps, straight, serrated jaws

Tano
J3827.23



Micropinza **ILM** per membrane e limitante interna, **23G**

23G ILM and macular forceps

Zenoni
J3828.23



Micropinza **ILM** per membrana limitante interna ed epiretinica, angolata 175°, **23G**

23G ILM retinal forceps for epiretinal membranes, 175° angled, delicate jaws

23G RETINAL SCISSORS



J3870.23



Microforbice, **23G**, poco curva

23G vitreous scissors, lightly curved jaws

J3842.23



Microforbice vitreale, **23G**, retta

23G vitreous scissors, straight jaws

J3843.23



Microforbice vitreale, "**taglio verticale**" **23G**, a **ghigliottina**, con lame 45°

23G MPC vitreous scissors, 45° **vertical cutting** action


J3848.23




Microforbice vitreale, **23G**, lame angolate

23G vitreous scissors, angled jaws

20G RETINAL FORCEPS




J3834



Micropinza **ILM 20G** per rimozione membrana limitante interna, manico in **titanio** (mod. su base Eckardt)

20G ILM forceps, **titanium** handle (based on Eckardt design)


J3839



Micropinza, **20G**, retta, presa seghettata, manico in **titanio**

20G retinal forceps, straight, serrated jaws, **titanium** handle

J3823



Micropinza **20G** per traslocazione retinica, apici ad anello

20G microforceps for retinal translocation, with ring


V. Piccirillo
J3876



Holder retinico **20G** con presa ampia atraumatica, utile sia per la chirurgia bimanuale retinica (peeling di membrane durante le procedure di trattamento di "PVR", presa della retina durante procedure di retinotomia) che per la chirurgia sottoretinica (asportazione di membrana sottoretiniche, manipolazione di patch retinocoroidali), manico in **titanio**

20G retinal holder with wide atraumatic holding platforms. For bi-manual retinal surgery (peeling of membranes in "PVR" treatment, grasping of the retina in retinotomy) as well as for subretinal surgery (subretinal membranes removal, retinochoroidal patch manipulation), **titanium** handle


Mariotti
J3834.1



Micropinza **ILM 20G** per membrana limitante interna, con presa angolata, manico in **titanio**

20G ILM forceps, with angled grasping tips, **titanium** handle


J3834.2




Micropinza **ILM 20G** per membrana limitante interna, **presa ultra fine** e delicata, manico **titanio**

20G ILM forceps, delicate and fine grasping tips, **titanium** handle

20G RETINAL FORCEPS "L" large handle color code




J3834L



Micropinza per **ILM 20G**, nuovo manico in **titanio**, Ø 7.5 mm (modello su base Eckardt)

20G ILM microforceps, new blue **titanium** handle, Ø 7.5 mm (based on Eckardt design)

J3839L



Micropinza **20G**, etta, presa seghettata, nuovo manico in **titanio**, Ø 7.5 mm

20G microforceps, straight, serrated jaws new blue **titanium** handle, Ø 7.5 mm

Rizzo
J3833L



Micropinza per **ILM 20G**, con presa tipo Eckardt e piani seghettati, nuovo manico in **titanio**, Ø 7.5 mm

20G ILM microforceps, Eckardt style with serrated platforms, new blue **titanium** handle, Ø 7.5 mm


20G RETINAL SCISSORS



taglio orizzontale




J3840



Microforbice vitreale, **20G**, curva, taglio orizzontale, manico in **titanio**

20G vitreous scissors, lightly curved jaws, horizontal cut, **titanium** handle


Schirru
J3840.2



Microforbice vitreale curva, **20G**, taglio orizzontale, delicata, lame da 4 mm, manico **titanio**

20G vitreous scissors, curved, horizontal cut, delicate, 4 mm blades, **titanium** handle

J3842



Microforbice vitreale, **20G**, retta, manico in **titanio**

20G vitreous scissors, straight jaws, **titanium** handle

J3848



Microforbice vitreale, **20G**, con lame angolate, manico in **titanio**

20G vitreous scissors, angled jaws, **titanium** handle

20G RETINAL MPC SCISSORS VERTICAL CUT CONVENTIONAL HANDLE



J3843



Microforbice vitreale, **20G**, a **ghigliottina**, con lame 45°, manico in **titanio**

20G vitreous scissors, 45° vertical cutting action, **titanium** handle

J3844



Microforbice vitreale, **20G**, a **ghigliottina**, con lame 90°, manico in **titanio**

20G vitreous scissors, 90° vertical cutting action, **titanium** handle


J3841



Microforbice vitreale, **20G**, curva, **taglio verticale**, manico in **titanio**

20G vitreous scissors, lightly curved jaws, vertical cutting action, **titanium** handle

CORPI ESTRANEI E BIOPSIA/FOREIGN BODY AND BIOPSY



Pellegrini
J3877



Pinza tipo punch da **25G**, per biopsia di neoformazioni retiniche e coroideali. Fornisce materiale idoneo per esami citologici e micro-istologici, manico in **titanio**

25G biopsy microforceps, for retinal and choroidal neoformations. It provides suitable tissue for cytologic and micro cytologic examination, **titanium** handle


J3865



Micropinza a tre branche, **20G**, per corpi estranei endovitreali, azione inversa, manico in **titanio**

20G three-pronged foreign body endovitreous grasper, reverse-action, **titanium** handle

J3867



Pinza per corpi estranei, **18G**, branche da 5 mm, superficie interna trattata per presa sicura, azione diretta, manico in **titanio**

18G foreign body forceps with 5 mm tips, tungsten carbide coated tips for secure gripping, direct-action **titanium** handle

J3868



Micropinza magnete, stelo conico **14-18G**, per corpi estranei metallici, azione diretta, manico in **titanio**

14-18G magnet microforceps for foreign body, tapered shaft, direct-action, **titanium** handle

Grange
J3875



Micropinza per biopsia nei tumori bulbari, **20G**, manico in **titanio**

20G biopsy microforceps for tumours, **titanium** handle

LENTI MONOUSO/DISPOSABLE LENSES

8 PER BOX STERILE



STERILE EO



JD4811

LENTE PIATTA

La lente permette una visione del polo centrale potere posteriore e del vitreo in occhi fachici o pseudofachici. Ideale per fotografia. FOV 36°, ingrandimento 1,02x


FLAT LENS

The lens allows the view of the central posterior pole and vitreous in phakic and pseudophakic eyes.

FOV 36°, 1,02X Magnification



FLAT LENS



JD4805

LENTE MAGNIFYING PER POLO POSTERIORE CONVESSA

Per esaminare in modo dettagliato le membrane retiniche durante la loro manipolazione, in occhi fachici e pseudofachici.

FOV 30°, ingrandimento 1,49x


MAGNIFYING LENS

For detailed examination and minute surgical manipulation of retinal membranes in phakic and pseudophakic eyes.

FOV 30°, 1,49x magnification



MAGNIFYING LENS



JD4803

LENTE CON AMPIO CAMPO VISIVO


La superficie concava facilita la visione del polo centrale posteriore e del vitreo in occhi fachici o pseudofachici, permettendo un campo di visione di 48°

WIDE FIELD

Concave anterior surface facilitates a 48° field of view of the central posterior pole and central vitreus in phakic and pseudophakic eyes



WIDE FIELD



JD4807

LENTE PRISMATICA - 30°

Permette una visualizzazione del perimetro posteriore del fondo e del vitreo oltre la linea equatoriale con minima distorsione in occhi fachici, afachici e pseudofachici.

FOV 33°, ingrandimento 1.02x



PRISMA LENS - 30°

Provides visualization of the posterior peripheral fundus and vitreous beyond the equator with minimal distortion in phakic and pseudophakic eyes.

FOV 33°, 1.02x magnification



PRISMA 30°



JD4802

LENTE BICONCAVA

Facilita la visione del fondo con l'uso di aria nella cavità vitreale, in occhi fachici e pseudofachici.

FOV 25°, ingrandimento 0.80x


BICONCAVE LENS

It facilitates the view of the fundus in an air-filled vitreous cavity in phakic and pseudophakic eyes.

FOV 25°, 0.80x magnification




BICONCAVE



VITRECTOMY LENSES REUSABLE

J4805



lente piatta

La lente permette una visione del polo centrale posteriore e del vitreo in occhi fachici o pseudofachici. Ideale per fotografia. FOV 36°, ingrandimento 1,02x

flat lens

The lens allows the view of the central posterior pole and vitreous in phakic and pseudophakic eyes. FOV 36°, 1,02x magnification



J4806



lente prismatica - 20°

Permette una visualizzazione del perimetro posteriore del fondo e del vitreo oltre la linea equatoriale con minima distorsione in occhi fachici, afachici e pseudofachici

prismatic lens - 20°

Provides visualization of the posterior peripheral fundus and vitreous beyond the equator with minimal distortion in phakic and pseudophakic eyes

J4807



lente prismatica - 30°

Permette una visualizzazione del perimetro posteriore del fondo e del vitreo oltre la linea equatoriale con minima distorsione in occhi fachici, afachici e pseudofachici

prismatic lens - 30°

Provides visualization of the posterior peripheral fundus and vitreous beyond the equator with minimal distortion in phakic and pseudophakic eyes

J4808



lente prismatica - 50°

in quarzo, - 60D

prismatic lens - 50°

quartz, - 60D

J4802



lente biconcava

Facilita la visione del fondo con l'uso di aria nella cavità vitreale, in occhi fachici e pseudofachici. FOV 25°, ingrandimento 0,80

biconcave lens

It facilitates the view of the fundus in an air-filled vitreous cavity in phakic and pseudophakic eyes. FOV 25°, 0,80x magnification

J4805.5



WideView HRI - 116D

Permette un campo di visione di 48° per la visualizzazione del polo centrale posteriore e del vitreo centrale in occhi fachici e pseudofachici

HRI (High Refractive Index) WideView lens - 116D

Facilitates a 48° field of view when visualizing the central posterior pole and central vitreous in phakic and pseudophakic eyes

RINGS

J4801.1



Ring in silicone, **riutilizzabile**
acquistabile in lotti da 10 unità



Silicone ring, **reusable**
to be purchased in lots of 10 items



JD4801.1/10



Ring in silicone, **monouso**
Conf. da 10 pz. sterili



Silicone ring, **disposable**
10 sterile pieces/box



STERILE EO



5 Years
Shelf Life

J2092



Anello inox per lenti da vitrectomia, a due braccia

Stainless steel ring for lens, with two arms



J3249



Pinza per lenti da vitrectomia

Lens holder

RETRATTORI FLESSIBILI/FLEXIBLE IRIS RETRACTORS


5 PER BOX STERILE

JD4900

Retrattori flessibili, 1 confezione da 5 pezzi, monouso
Flexible iris retractors, 1 pack of 5 hooks, disposable



STERILE EO



J2294.58

Marcatore corneale per marcare i 4 punti di
inserzione dei retractor iridei. Permette un
posizionamento predefinito in grado di
dilatare l'iride con forma trapezoidale,
con ampio spazio di manovra in zona distale

Corneal marker to mark on the cornea 4
insertion points of IRIS retractors. It allows
a default positioning able to dilate the iris
with trapezoidal shape, with ample room for
maneuver in the distal area




MACULAR BUCKLE INSERTER

J2077

Inseritore di macular buckle NPB (AJL)

NPB (AJL) Macular buckle inserter



Macular buckle NPB (AJL)
Designed by Barbara Parolini M.D.

26G/25G/23G PICK AND SPATULAS



23G

J2430.23A



Pick per membrane **23G**, angolato 90°, lunghezza 0.4 mm, smusso, mod. Weiss

23G membranes pick, 90° angled, 0.4 mm long, blunt, design: Weiss

Zenoni
J2437.23A



Pick per membrane fibrovascolari epiretinali **23G** apice acuto, per trocar, angolato 160°

23G membrane pick, pointed tip, for trocar, 160° angled

J2423.23A



Spatola smussa per peeling e stripping membrane epiretinali **23G**, per trocar

23G blunt spatula for peeling and stripping retinal membranes, for trocar

J2428.23A



Spatola per peeling membrane epiretinali **23G**, angolata 160°, bordi taglienti

23G spatula for peeling epiretinal membranes, angled 160°, sharp edges

25G

M.Romano
J2424.25A



pick rake-scraper 25G per separare le membrane dalla superficie retinica. Le tre punte smusse, consentono, attraverso un "massaggio retinico", di individuare il giusto piano di clivaggio tra la membrana proliferativa e la retina

25G blunt retinal rake-scraper is designed to smoothly separate the tractional membranes from the retinal surface. The three blunt tips allow the surgeon to find, throughout a "retinal massage", the right cleavage plane between the retina and the proliferative membrane

J2423.25A



Spatola smussa per peeling e stripping membrane epiretinali **25G**, per trocar

25G blunt spatula for peeling and stripping retinal membranes, for trocar

26G/25G/23G PICK AND SPATULAS



26G

Zenoni
J2437.25A



Pick per membrane fibrovascolari epiretinali **26G**, apice acuto, per trocar, angolato 160°

26G membrane pick, pointed tip, for trocar, 160° angled

RETINAL SPATULA FOR ANTERIOR SEGMENT



J2408A



Spatola da vitreo con dischetto distale

Vitreous spatula with small disc-shaped tip

J2409.1A



dischetto distale **destro**

half-disc shaped tip on **right side**

J2409.2A





dischetto distale **sinistro**

half-disc shaped tip on **left side**

20G PICK AND SPATULAS



J2430.1A		Pick per membrane, 20G , angolato 90°, lunghezza 0.20 mm, smusso, mod. Weiss	20G membrane pick, 90° angled, 0.20 mm long, blunt, design: Weiss
J2430.2A		Pick per membrane, 20G , angolato 90°, lunghezza 0.40 mm, smusso, mod. Weiss	20G membrane pick, 90° angled, 0.40 mm long, blunt, design: Weiss
J2430.11A		Pick per membrane, 20G , angolato 120°, lunghezza 0.20 mm, smusso, mod. Weiss	20G membrane pick, 120° angled, 0.20 mm long, blunt, design: Weiss
J2430.12A		Pick per membrane, 20G , angolato 120°, lunghezza 0.40 mm, smusso, mod. Weiss	20G membrane pick, 120° angled, 0.40 mm long, blunt, design: Weiss
DeMolfetta-Zenoni J2437.1A		Pick per membrane fibrovascolari epiretينية, 20G , angolato, apice acuto, bordi smussi	20G membrane pick, angled, sharp tip
J2437.7A		Pick per incisione retinica, 20G , sezione triangolare Δ , angolato 135°, apice 0.25 mm, braccio da 5 mm	20G pick for retinal incisions, triangular-shaped section Δ , angled 135°, 0.25 tip size, 5 mm angle to tip
			
J2423A		Spatola smussa per peeling e stripping membrane epiretينية, 20G	20G blunt spatula for peeling and stripping retinal membranes
J2424A		Spatola a rastrello per pulizia residui, 20G , denti smussi	20G membrane rake, blunt teeth
J2426A		Spatola per manipolazione e massaggio della retina, 20G , punta da 2.5 mm, bottonuta	20G spatula knob for retinal massage and manipulation, 2.5 mm long, blunt, bulbous tip
J2428A		Spatola per peeling e manipolazione membrane epiretينية, 20G , corta, punta smussa	20G spatula for peeling and manipulation of membranes, short, blunt tip
J2429A		Pick manipolazione membrane epiretينية, 20G , punta smussa da 0.3 mm	20G membrane manipulator pick, 0.3 mm, blunt tip

BACKFLUSH HANDLES AND NEEDLES



J3780

Backflush per aspirazione passiva,
in **titanio blu**

blue titanium handle



J3780.1

Backflush per aspirazione passiva,
in **titanio viola**
(per migliore riconoscibilità con punte diverse)

violet titanium handle



J3784

Serbatoio di ricambio J3780 e J3780.1
Disponibile solo in lotti da 6 pz.

Silicone reservoir, for J3780 and J3780.1
Available only in lots of 6 pcs.



J3770

Backflush per aspirazione attiva,
in **titanio**

Active aspirating backflush,
titanium handle



J3774

Serbatoio di ricambio per J3770
Disponibile solo in lotti da 6 pz.

Silicone reservoir, for J3770
Available only in lots of 6 pcs.

SERBATOIO/RESERVOIR



STERILE EO



5 Years
Shelf Life



JD3784

10 PER BOX STERILE

Serbatoio backflush passivo

Silicone spare reservoir for backflush

BACKFLUSH HANDLES AND NEEDLES

5 PER BOX STERILE



STERILE EO



JD95641



Backflush attivo/passivo, manico **23G**,
cannula a punta morbida

Active/passive backflush handle with **23G**,
soft tip cannula



JD95615



Backflush attivo/passivo, manico **25G**,
cannula a punta morbida

Active/passive backflush handle with **25G**,
soft tip cannula



JD95590A

Backflush attivo/passivo

Active/passive backflush handle.
Allows conversion from active to passive aspiration



BACKFLUSH CANNULE/NEEDLES

10 PER BOX STERILE



STERILE EO



5 Years
Shelf Life

BLUNT TIP



JD95589		23G x 32 mm	23G x 32 mm
JD95588		25G x 32 mm	25G x 32 mm
JD95597		27G x 32 mm	27G x 32 mm

SOFT TIP



JD95568		cannula 20G x 32 mm, SOFT TIP lunghezza silicone 1 mm	cannula 20G x 32 mm, silicon length 1 mm, SOFT TIP
JD95569		23G, lunghezza silicone 2 mm	23G x 32 mm, silicon length 2 mm, SOFT TIP
JD95567		25G, lunghezza silicone 1 mm	25G x 32 mm, silicon length 1 mm, SOFT TIP

BRUSH TIP



JD95586		cannula 20G x 32 mm, per BRUSH SILICONE, lunghezza silicone 1.25	20G x 32 mm, BRUSH SILICONE cannula, silicon length 1.25 mm
JD95560		23G x 32 mm, lunghezza silicone 0.7 mm	23G x 32 mm, silicon length 0.7 mm
JD95550		25G x 32 mm, lunghezza silicone 0.7 mm	25G x 32 mm, silicon length 0.7 mm

PFCL DUAL BORE



JD95500		cannula coassiale (Dual Bore) PFCL, 23G/30G	Perfluorocarbon PFCL, coaxial (Dual Bore) cannula, 23G/30G
JD95500A		cannula coassiale (Dual Bore) PFCL, 25G/30G	Perfluorocarbon PFCL, coaxial (Dual Bore) cannula, 25G/30G

CANNULAS FOR INFUSION/ASPIRATING LIQUIDS



B.Parolini
J2671.3



Cannula per rimozione olio di silicone,
23G, thin wall, lunghezza 18 mm,
2 fori ovali 1x0.4 mm, chiusa in punta

23G silicone oil removal cannula.
Thin wall, length 18 mm,
dual oval hole 1 x 0.4 mm, front closed tip

J2671.4



Cannula per rimozione olio di silicone,
23G, thin wall, lunghezza 18 mm,
foro ovale 2 x 0.4 mm, chiusa in punta

23G silicone oil removal cannula.
Thin wall, length 18 mm, **oval hole** 2 x 0.4 mm,
front closed tip

J2671



Cannula per olio di silicone,
retta, **20G**, braccio da 4 cm

20G silicone oil cannula,
straight, 4 cm long

J2672



Cannula per **PFCL**,
retta, smussa, **25G** x 23 mm

25G PFCL cannula,
straight, blunt, 23 mm long

J3782



Cannula per BACKFLUSH **20G**,
non protetta, sterilizzabile

20G BACKFLUSH needle,
blunt tip, reusable

J3782.23



23G

23G

J3782.25



25G

25G

INFUSION CANNULAS



Magni
J2674



Cannula "**sallustio**" **20G**,
braccio 40 mm, 4 fori laterali distali, atraumatica

20G "**sallustio**" cannula,
40 mm needle, 4 lateral distal ports, atraumatic

J2674.2



23G

23G


J2674.1



25G

25G

J4930.2



Cannula da infusione fluidi,
da 5.0 mm, **20G**, sterilizzabile




20G fluid infusion cannula,
5.0 mm, **reusable**

SCLERAL DEPRESSOR



J4488.3




Doppio depressore sclerale, **apici sabbiati**, retto-curvo, per indentazione superiore e inferiore

Double-ended scleral depressor, with **sandblasted tips** (straight-curved) for upper and lower indentation



J4488.4



Doppio depressore sclerale, **apici sabbiati**, retto-curvo, per indentazione superiore e inferiore, **pediatrico**

Double-ended scleral depressor, with **sandblasted tips** (straight-curved) for upper and lower indentation, **pediatric**



J4488.6



Doppio depressore sclerale, **apici cilindrici retti**, satinatura delicata

Double-ended scleral depressor, **cylindrical straight tips**, lightly sandblasted tips



Rizzo
J4488.9




Doppio depressore sclerale per posizionamento trocar correttamente e indentatore sclerale

Double-ended scleral depressor, to fix the trocars properly and scleral indenter



Schirru
J4488.0



Doppio depressore sclerale, **apici sabbatiati** (sferico e piatto) per indentazione delicata e robusta

Double-ended scleral depressor (spherical and flat) **sandblasted tips**, for delicate and strong indentation

J4488



Depressore sclerale, con **terminale sferico**

Scleral depressor, **spherical tip**

J4488.12



Depressore sclerale, disco piatto **pediatrico**

Scleral depressor, flat disc, **pediatric**

J4488.1



Depressore sclerale, con **impugnatura a ditale**

Scleral depressor, **grip thimble**

J4488.10



Doppio depressore sclerale, con clip, **terminali cilindrici**, diagnostico

Double-ended scleral depressor, clip holder, **cylindrical terminals**, diagnostic

IVT GUIDE AND SIZER



Quadri
J2294.75

Doppio anello per iniezioni intravitreali IVT, con guide per aghi da **30G** poste a 3.5 e 4.0 mm dal limbus

IVT Double ring for intravitreal injections, with guides to **30G** needles placed at 3.5 and 4.0 mm from the limbus



Crozafon®
J2836.1

Marcatore IVT 3.5 - 4.0 mm per l'iniezione intravitreale, lunghezza totale 110 mm

IVT incision marker 3.5 - 4.0 mm for intravitreal injection, overall length 110 mm



STERILE EO



5 Years
Shelf Life



JD2836/10

Marcatore IVT 3.5 - 4.0 mm
Conf. da 10 pz. sterili, monouso

IVT marker 3.5 - 4.0 mm
10 sterile pieces/box, disposable

RETINAL ADDITIONAL TOOLS



J3252

Pinza per inserire e rimuovere tappi sclerali, azione incrociata

Forceps for insertion and removal of plugs, cross-action



J3724

Pinza per inserire/rimuovere cannula trocar **23G**

23G loading/removal forceps for trocar



JCP0001 IVT INJECTIONS SET

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA / CUSTOMIZED CONFIGURATION ON REQUEST

5 PER BOX STERILE




STERILE EO




set composto da: includes:

- . Blefarostato reversibile, valve piene. in polimero medicale / Reverse speculum, solid blade. Medical polymer. Latex-free
- . 5 bastoncini assorbenti a sigaretta / 5 cellulose absorbent sticks
- . 5 compresse di garze TNT 10x10 cm - 4 strati / 5 TNT gauze 10x10 cm - 4 layers
- . Pinza corneale, 1x2 denti retti da 0.20 mm, con piani prendifilo, mod. Bonn / Corneal Bonn forceps, 1x2 straight teeth, 0.20 mm, with tying platform
- . Marcatore 3,5-4 mm / Marker 3,5-4 mms
- . Ago ipodermico 30 G x 13 mm / Hypodermic needle, 30 G x 13 mm
- . Siringa 2,5 ml LL / Syringe 2,5 ml LL
- . Ciotola graduata 500 cc / Graduated bowl, 500 cc
- . Spugna con manico / Handle sponge
- . Telo paziente SMS 100x120 cm, film inciso e tasca laterale / SMS ophthalmic drape, 100x120 cm with incision film and side pocket
- . Telo standard 150x150 cm / Standard drape, 150x150 cm





A.G. Russo
J2031.24



Blefarostato regolabile, valve aperte da 14 mm, con alloggiamenti per il posizionamento di cannelli/vie per **infusione e fibre ottiche**

Adjustable speculum, 14 mm open blades, with supports for **illumination and tubing infusion**. Designed by A.G. Russo

wider ergonomic
blades REVERSE



P.Vinciguerra
J2031.21



Blefarostato regolabile reverse a **valve piene da 14 mm** in titanio, Linea VIP

Adjustable speculum, reverse, **14 mm solid blades**, titanium, VIP line

REVERSE




P.Vinciguerra
J2031.11




Blefarostato reverse a **valve chiuse da 15 mm** in titanio

Reverse speculum with **15 mm closed blades**, titanium



Lieberman
J2031



Blefarostato regolabile, leggero, **valve da 14 mm**, a forma di V

Adjustable speculum, **14 mm long**, V-shaped blade

RETINAL DETACHMENT INSTRUMENTS



Castroviejo
J2026



Blefarostato regolabile per distacco retina,
valve da 13 mm

Adjustable speculum for retinal detachment,
13 mm long blade

J2026.1



Blefarostato regolabile per distacco retina,
valve da 16 mm


Adjustable speculum for retinal detachment,
16 mm long blades



Castroviejo
J2027

Blefarostato regolabile per distacco retina,
valve piene da 13 mm

Adjustable, solid blade speculum, for retinal
detachment, **13 mm long blades**



Westcott
J1542



Forbice **congiuntivale**,
curva, smussa, lame da 10 mm

Conjunctival scissors,
curved, 10 mm long blades, blunt tips



Campos
J3238




Pinza **congiuntivale e da fissazione**,
con 1x2 denti obliqui da 0.80 mm, con ppf

Conjunctival and fixation forceps,
1x2 oblique, 0.80 mm teeth, with tying platform



Moorfield
J3200




Pinza **retta**, delicata,
zigrinata, apici acuti

Forceps, **straight**, delicate,
serrated jaws, pointed tips



J3248




Pinza per **muscolo e fissazione**,
robusta, 1x2 denti, con ppf

Muscle and fixation forceps, strong,
1x2 teeth, with tapered tying platforms

RETINAL DETACHMENT INSTRUMENTS



J3360



Pinza **anatomica**, robusta, **retta**, presa zigrinata da 1.20 mm

Dressing forceps, strong, **straight**, 1.20 mm, serrated jaws

J3362

curva

curved

J3264.7



Pinza **congiuntivale**, **retta**, presa Hoskin, con ppf

Conjunctival forceps, **straight**, Hoskin tips, with tying platform

P. Vinciguerra
J4199E



Port'aghi, lunghezza 125 mm, curvo, con sistema "Twister" (anti-incarcerazione della sutura), in **titanio**. Nuova impugnatura con tipologia di chiusura "a pinza" che riduce la corsa nel movimento di chiusura, rispetto al classico sistema a molla

SnagFree Twister needle holder, delicate tips, overall length: 125mm, **titanium**. New handle with "cross-action forceps style" mechanism which reduces the stroke of the closing action compared to the traditional spring system

Consigliato per suture da 8-0 a 10-0

Recommended for 8-0 to 10-0 sutures

J4198



Port'aghi Twister, curvo, da 128 mm, anti-incarcerazione della sutura, in **titanio**

SnagFree Twister needle holder, curved, overall length: 128 mm, **titanium**

Consigliato per suture da 7-0 a 9-0

Recommended for 7-0 to 9-0 sutures

Castroviejo
J4060



Port'aghi in acciaio, robusto, retto, **senza arresto**, da 145 mm

Stainless steel needle holder, straight, **without lock**, overall length: 145 mm

J4061



curvo, **senza arresto**, da 145 mm
Consigliati per suture da 4-0 a 7-0

curved, **without lock**, overall length: 145 mm
Recommended for 4-0 to 7-0 sutures

J4064



Port'aghi robusto, retto, **con arresto**, da 145 mm


Needle holder, strong, straight, **with lock**, overall length: 145 mm

J4065




curvo, **con arresto**, da 145 mm

curved, **with lock**, overall length: 145 mm





J3270



Pinza serrafile e per punti, retta,
con piani da 7 mm


Consigliata per suture da 6-0 a 8-0

Tying and stitch forceps, straight,
with 7 mm tying platforms

Recommended for 6-0 to 8-0 sutures



J3272.1E
titanium version EVOLine



Pinza serrafile per sutura corneale, retta,
con piani delicati da 6 mm


Consigliata per suture da 8-0 a 11-0

Tying forceps, straight, with 6 mm tying
platforms, very delicate

Recommended for 8-0 to 11-0 sutures



J3272.1



Pinza serrafile per sutura corneale, retta,
con piani delicati da 6 mm

Consigliata per suture da 8-0 a 11-0

Tying forceps, straight, with 6 mm tying
platforms, very delicate

Recommended for 8-0 to 11-0 sutures



J3276.1E
titanium version EVOLine



Pinza serrafile, angolata, con piani da 11 mm
Consigliata per l'impianto di lenti rigide

Tying forceps, angled, with 11 mm tying platform
Recommended for implantation of rigid lenses



J3276.1



Pinza serrafile, angolata, con piani da 11 mm
Consigliata per l'impianto di lenti rigide

Tying forceps, angled, with 11 mm tying platform
Recommended for implantation of rigid lenses

RETINAL DETACHMENT INSTRUMENTS



Pannarale
J2070.1

Divaricatore a nastro, **8 mm**

Retractor, wide, **8 mm**

J2070.2

10 mm

10 mm

J2070.3

12 mm

12 mm



Bangerter
J2071



Spatola a nastro, **6 mm**

Spatula, wide and flat, **6 mm**


J2072



10 mm

10 mm

J2073



12 mm

12 mm



Bonn
J2074

Spatola retrattore, angolata, da **16 mm**

Retractor spatula, angled, **16 mm** long



Schirru
J2075

Spatola a nastro per distacco, angolata 120°,
bordo arrotondato, manico piatto

Retractor for retinal detachment,
120° angled



J7011

Placca malleabile, orbitale, **178 x 16 mm**,
spessore 0.90 mm

Orbital plate, malleable, **178 x 16 mm**,
thickness 0.90 mm



J7012

Placca malleabile, orbitale, **200 x 12 mm**,
spessore 0.90 mm

Orbital plate, malleable, **200 x 12 mm**,
thickness 0.90 mm



X1



X2

J7015.1

Placca malleabile, orbitale,
215 x 13 mm (X1) - 11 mm (X2),
spessore 0.50 mm, molto flessibile

Orbital plate, malleable,
215 x 13 mm (X1) - 11 mm (X2),
thickness 0.50 mm, very flexible

J7015.2

215 x 17 mm (X1) - 16 mm (X2)

215 x 17 mm (X1) - 16 mm (X2)

J7015.3

215 x 21 mm (X1) - 19 mm (X2)

215 x 21 mm (X1) - 19 mm (X2)



J2158



Uncino per retto superiore,
curvo, con **foro in punta**

Superior muscle hook,
curved, **with hole on distal point**

Arruga
J2540



Valva per distacco retinico

Retractor for retinal detachment

Schepens
J2542



Retrattore orbitale

Orbital retractor


Pannarale
J3254



Pinza corneo-scerale, **angolata**,
con 1x2 denti obliqui da 0.40 mm, con ppf

Corneoscleral forceps, **angled**,
1x2 oblique 0.40 mm teeth, with tying platform


Pannarale
J3228



Pinza corneale, **retta**, con 1x2 denti
obliqui da 0.25 mm, con ppf

Corneal forceps, **straight**, 1x2 oblique,
0.25 mm teeth, with tying platform


Walze
J3250



Pinza per dilatazione sleeve in silicone


Silicone sleeve spreading forceps

Castroviejo
J3020.3



Pinza anatomica, **retta**,
presa zigrinata e robusta, da 0.70 mm

Dressing forceps, **straight**, 0.70 mm,
strong and serrated jaws



**Barraquer
J2049.2**



Blefarostato per **prematuri**,
con alette e valve da 5 mm



Premature infant size wire speculum,
with flanges, 5 mm long blade

J2049.3



Blefarostato per **neonati**,
con alette e valve da 8 mm

Infant size wire speculum,
with flanges, 8 mm long blade



**Piozzi
J2039**



Blefarostato regolabile per **bambini**,
valve da 11 mm



Adjustable **child** size wire speculum,
11 mm long blade

J2039.1



Blefarostato regolabile per **neonati**,
valve da 7 mm

Adjustable **infant** size wire speculum,
7 mm long blade



**Castroviejo
J2025**



Blefarostato regolabile per **bambini**,
per distacco retina, valve da 10 mm

Adjustable, **child** size speculum,
for retinal detachment, 10 mm long blades



J3249



Pinza per lenti **pediatriche** da vitrectomia


Pediatric lens holder

* Solo per il mercato domestico

* Only for domestic market

STERILIZATION TRAY AND ACCESSORIES


J4721



Scatola in PSU, con tappeto in silicone e coperchio con clips in metallo a **2 piani** per 20 strumenti, dimensioni esterne: 28.3 x 17.5 x 4.5 cm

PSU sterilisation tray, with silicone mat and metal clips, **two-tiered**, fits 20 instruments, outer dimensions: 28.3 x 17.5 x 4.5 cm

J4711



Scatola in PSU, con tappeto in silicone e coperchio con **clip in metallo** per 10 strumenti, dimensioni esterne: 28.3 x 17.5 x 2.5 cm

PSU sterilisation tray, with silicone mat and **metal clip**, fits 10 instruments, outer dimensions: 28.3 x 17.5 x 2.5 cm

J4702



Scatola in PSU, con tappeto in silicone, dimensioni esterne: 18.1 x 4.9 x 1.8 cm

Consigliata per 2 pinze vitreali

PSU sterilisation tray, with silicone mat, outer dimensions: 18.1 x 4.9 x 1.8 cm

Recommended for 2 retinal instruments



Scatola in PSU, polisulfone, dimensioni esterne: 18.1x4.9x1.8 cm con fermo

Consigliata per 2 pinze vitreali

PSU sterilisation tray, outer dimensions: 18.1x4.9x1.8 cm

Recommended for 2 retinal instruments

J4705

STERILIZATION TRAY AND ACCESSORIES




J4708

Scatola in PSU **con fermo** per 6 strumenti,
20.3 x 11.4 x 1.5 cm (misure interne)



PSU tray **with stop**, for 6 instruments,
20.3 x 11.4 x 1.5 cm (internal dimensions)




J4710

Scatola in PSU, con tappeto in silicone,
per 5-7 strumenti,
dimensioni esterne: 19.9 x 11 x 2.5 cm



PSU sterilisation tray, with silicone mat,
fits 5-7 instruments,
outer dimensions: 19.9 x 11 x 2.5 cm



J4496.1

Bastoncini Viscotex, 5 x 66 mm,
**confezione da 400 unità sterili
in 20 buste da 20 pezzi**

Viscotex sponges, 5 x 66 mm,
**box of 400 sterile items,
20 packs of 20 sponges**



STERILE EO



5 Years
Shelf Life



J4428

Protettore oculare post intervento
universale, trasparente,
acquistabile in lotti da 100 unità sterili

Eye shield, universal, transparent,
to be purchased in lots of 100 sterile items





STERILE EO



5 Years
Shelf Life

OTHER BROCHURES...



e.janach[®]

Via Negretti, 3 - 22100 Como - Italy
Tel. +39 031574088 - international@janach.it - janach.it

© Copyright: E.Janach
BRO.111.11.24.IT/EN