



Keeler
— A world without vision loss —

AccuPen®

Mediciones rápidas y precisas de IOP



AccuPen - Tonómetro de aplanación manual

Cuando hay presión, el AccuPen® cumple!

El tonómetro de mano AccuPen es ideal para mediciones de PIO de cribado en pacientes. Nuestra tecnología de desplazamiento por gravedad proporciona mediciones precisas de la PIO con menos calibración en cualquier posición de prueba. El AccuPen es preciso, fácil de usar, portátil y versátil, por lo que es imprescindible en cualquier centro.

Precisión

Nuestra tecnología de desplazamiento por gravedad proporciona mediciones precisas de la PIO con menos calibración en comparación con otros tonómetros de mano. La tecnología Micro-strain gauge combinada con algoritmos patentados proporciona resultados reproducibles.

Fácil de usar

El diseño ergonómico, combinado con las líneas de visión, permite una fácil visualización de la córnea, facilitando tanto la centralización como la perpendicularidad. El moldeado contorneado y la pantalla LCD grande y visible permiten utilizar AccuPen de forma ambidiestra y se adapta cómodamente a la mano.

Listo para usar

Lista para usar, lo que significa que ya no es necesario calibrarlo constantemente «arriba, abajo y alrededor». La batería de litio de larga duración dura de 4 a 6 meses.

Portabilidad

Con un peso de sólo 85 gramos, el AccuPen® se suministra con un estuche de viaje personalizado de alta resistencia y un cordón para un transporte seguro.

Versatilidad

La tecnología de desplazamiento por gravedad permite realizar mediciones rápidas con pacientes en cualquier posición. Ahorrando espacio en la consulta.

Software más Inteligente

El AccuPen almacena y promedia nueve mediciones. La calculadora de corrección de la PIO integrada ajusta la PIO en función del grosor de la córnea..



Apreciamos mucho la ergonomía de este tonómetro de mano, que facilita la alineación del ojo con la punta, y estamos muy satisfechos con su rendimiento fiable y preciso. ”

Farrell C. Tyson II, MD



AccuPen Especificaciones

PRECISIÓN	+/- 2mmHg (comparado con el Tonómetro de Goldmann)
PESO	85 gramos
DIMENSIONES	184.15 mm x 31.75 mm
DIMENSIONES DEL TRANSDUCTOR	1.0 mm de diámetro
RANGO DE MEDICIÓN	5-60 mmHg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	3.6v batería de litio
NÚMERO DE ITEM	24-3000

AccuTips

AccuTips están diseñados para su uso con el AccuPen, así como el Reichert Tono-Pen. Estas cubiertas para puntas de tonómetro se utilizan para mantener a sus pacientes a salvo de infecciones debidas a la contaminación cruzada.



Fundas para puntas empaquetadas individualmente, desinfectadas y enfundadas



Fundas para puntas



Fundas para puntas sin manguitos

ITEM #: AX9950	100 fundas para puntas (empaquetadas e higienizadas individualmente)
ITEM #: AX11932	300 fundas para puntas (empaquetadas e higienizadas individualmente)
ITEM #: AX11526	100 fundas para puntas (a granel)
ITEM #: AX11286	600 fundas para puntas sin manguitos

